


iWALK3.0

GUIDA UTENTE

Versione online (Italiano)



Visita il nostro sito Web per vedere I video dimostrativi

ISTRUZIONI VIDEO DIMOSTRATIVI: IMPARA AD UTILIZZARE IL TUO IWALK IN 3 SEMPLICI MOSSE

www.iwalk-free.com/get-started



1

Assemble
Your iWALK3.0



2

Fitting
Your iWALK3.0



3


Taking Your
First Steps



1

ASSEMBLAGGIO

Assemblare iwalk3.0 è semplice, veloce, e non richiede utensili.



2

MONTAGGIO

PERSONALIZZA LA VESTIBILITÀ DEL TUO IWALK PER LA TUA GAMBA.

La vestibilità è essenziale! Ma è semplice se segui le nostre istruzioni video. Personalizza iWALK per adattarti perfettamente.



3

ITUOI PRIMI PASSI CON iWALK

I nostri video potrai apprendere come stare in piedi, camminare, salire gradini, toglierlo e rimetterlo.



**HAI BISOGNO DI AIUTO?
NON SEI SODDISFATTO?**



Parti mancanti? Difficoltà di Assemblamento? Problemi di adattamento?

**Prima di effettuare un reso
Contattaci:**



+1 562-653-4222

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

support@iwalk-free.com

Oppure visita la pagina di supporto:

[vai alla pagina di supporto](#)




Per trovare il supporto del rivenditore nella tua regione visita il link:

<https://iwalk-free.com/international-dealers/>



Tieni sempre in vista questo formulario se hai bisogno di contattare il supporto tecnico per iWalk



INFORMAZIONI NORMATIVE E DI CONFORMITÀ

- Dichiarazione sull'uso previsto: questo dispositivo è destinato a un singolo utente abile di peso inferiore a 126 kg (Max) con necessità di scaricare un singolo arto inferiore durante la deambulazione, senza l'uso simultaneo di altri dispositivi di assistenza (bastone o stampella) in normali ambienti interni ed esterni tra 0° C e 40°C.
- Durata prevista del prodotto: 150 giorni a con 6000 passi totali al giorno su utente più pesante; Una durata più lunga è prevista per se l'utente è meno pesante.
- Istruzioni per la pulizia: risciacquare con acqua dolce, quindi lasciare asciugare, assicurandosi che non rimanga umidità.

⚠ Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di pazienti con significativi problemi di equilibrio o difficoltà cognitive senza supervisione.

⚠ Gli utenti con problemi cognitivi devono rivolgersi e cercare assistenza ad una persona qualificata per l'uso del dispositivo.

⚠ Utilizzare il dispositivo solo dopo un corretto assemblaggio secondo le istruzioni di personale qualificato.

⚠ Se non si comprendono queste istruzioni, fermarsi e richiedere assistenza qualificata.

⚠ Il dispositivo è destinato all'uso da parte di un solo utente, non al noleggio o alla rivendita.

⚠ Infiammabilità: questo dispositivo non incorpora materiali autoestinguenti o ignifughi.

⚠ Non esporre a fonti esterne di calore ambientale o fiamme libere. Non conservare o lasciare alla luce diretta del sole e non utilizzare quando è dolorosamente caldo al tatto finché il dispositivo non si raffredda

⚠ Non posizionare dita o piccole appendici dentro o vicino a fori o aperture a forma di V, mentre è in uso o stazionario.

⚠ Non ingerire alcun componente del dispositivo. Non montare o smontare in presenza di bambini piccoli.

⚠ Interrompere l'uso se vi sono prove di danni ai tessuti molli associati all'uso o all'uso del dispositivo.

⚠ Il dispositivo non risponde ai comandi verbali o telepatici.

⚠ Il dispositivo non ha parti riparabili dall'utente. Seguire le istruzioni di montaggio originali quando si sostituisce una parte.

⚠ Produkten innehåller metalledlar ANVÄND DEN INTE vid medicinsk röntgen i någon form inklusive MRT

